

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU


SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA TROHANTERNI REGION

Kataloški broj
1019.02.000.000



Trohanterni prelom



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

- trohanterni i subtrohanterni prelomi,
- otvoreni i zatvoreni prelomi,
- nesrasli, loše srasli prelomi i pseudoartroze,
- prelomi udruženi sa teškim opekotinama,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne plastične i rekonstruktivne procedure.

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za trohanterni region koristi šanc i štajnmanove klinove prečnika 6 mm. U upotrebi su najčešće dužine šanc klinova od 150 mm i štajnmanovih klinova od 250 mm. Na raspolaganju su i druge dužine (110-300 mm) a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-20.0
21.11.2016