

# SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I  
SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

HIBRIDNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU  
ZA POTKOLENICU I NATKOLENICU

Kataloški broj  
1012.02.000.000



Klik spojnica (klema)

## *Najčešće indikacije:*

- intraartikularni prelomi kostiju potkolenice, natkolenice, podlaktice i nadlaktice,
- otvoreni i zatvoreni prelomi,
- nesrasli, loše srasli prelomi i pseudoartroze,
- prelomi udruženi sa teškim opekotinama,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne plastične i rekonstruktivne procedure.

## *NAPOMENA:*

Hibridni fiksator po Mitkoviću za potkolenicu i nadkolenicu koristi šanc klinove prečnika 6 mm i/ili prečnika 6/5 mm. U upotrebi je najčešća dužina od 120 mm. Na raspolaganju su i druge dužine (110-300 mm) a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.

Za prstene 3/5 dimenzija  $\varnothing 150/\varnothing 120$ ,  $180/\varnothing 150$  i  $210/\varnothing 180$  mm koriste se kiršner igle  $\varnothing 2 \times L = 250$  mm. Mogu se izradeti I druge dimenzije prstena po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš  
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86  
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs  
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-08.1  
21.11.2016