

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA FIKSACIJU POTKOLENICE


Kataloški broj
1001.02.000.000



Dijafizarni prelom



Metafizarni prelom



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

- otvoreni i zatvoreni prelomi dijafize,
- prelomi gornjeg i donjeg okrajka,
- prelomi proksimalne i distalne metafize,
- nesrasli, loše srasli prelomi i pseudoartroze,
- prelomi udruženi sa teškim opekotinama,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne plastične i rekonstruktivne procedure.

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju potkolenice koristi šanc klinove prečnika 6 mm i/ili prečnika 6/5 mm. U upotrebi su najčešće dužine od 120 i 130 mm. Na raspolaganju su i druge dužine (110-300 mm) a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-01.0
01.10.2015