


SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I
SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

REKONSTRUKTIVNI SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA DONJE EKSTREMITETE


Kataloški broj
1010.02.000.000



Defekt tibije

Kortikotomija proksimalne
metafize i transport prema
distalno

Kontakt distalno i
stvaranje kalusa na mestu
razvlačenja



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

- nadoknada defekta tibije ili femura,
- produženje tibije ili femura,
- nesrasli, loše srasli prelomi i pseudoartroze,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne rekonstruktivne procedure na tibiji ili femuru.

NAPOMENA:

Rekonstruktivni spoljni fiksator po Mitkoviću za donje ekstremitete koristi šanc klinove prečnika 6 mm. U zavisnosti od potreba na raspolaganju su dužine od 110 do 300 mm, a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-09.0
01.10.2015