

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I
SPOJNICAMA SA KLIK MECHANIZMOM

REKONSTRUKTIVNI SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA GORNJE EKSTREMITETE


Kataloški broj
1011.02.000.000



Defekt radijusa

Kortikotomija na nivou
dijafize i transport prema
distalno

Kontakt distalno i
stvaranje kalusa na mestu
razvlačenja



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

Veliki defekti radijusa na nivou distalne metafize ili dijafize (ukoliko je defekt na nivou dijafize onda se kortikotomija pravi u distalnoj metafizi i graft vuče prema proksimalno) i veliki defekti na ulni.

NAPOMENA:

Rekonstruktivni spoljni fiksator po Mitkoviću za gornje ekstremitete koristi šanc klinove prečnika 4 mm. U zavisnosti od potreba na raspolaganju su dužine od 60 do 130 mm, a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-10.0
01.10.2015