

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I
SPOJNICAMA SA KLIK MECHANIZMOM


SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA POSTEPENU KOREKCIJU ANGULARNIH DEFORMITETA NA DONJIM EKSTREMITETIMA

Kataloški broj
1009.02.000.000



Po završetku
operacije

Kraj lečenja



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

Korekcija angularnih deformiteta na femuru i tibiji u predelu kolena i skočnog zgloba (varus, valgus i kombinovani) bila da su uređeni ili stečeni (u toku razvoja, posle povrede, infekcija).

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za postepenu korekciju angularnih deformiteta na donjim ekstremitetima koristi šanc klinove prečnika 6 mm. U zavisnosti od potreba na raspolaganju su dužine od 110 do 300 mm, a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-11.0
01.10.2015