


# SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I  
SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU  
ZA POSTEPENU KOREKCIJU ANGULARNIH DEFORMITETA NA  
GORNJIM EKSTREMITETIMA

Kataloški broj  
1013.02.000.000



## ***Najčešće indikacije:***

Postepene korekcije loše sraslih preloma koji su najčešći posle preloma radijusa na tipičnom mestu i postepena korekcija drugih deformiteta radijusa i ulne.

## ***NAPOMENA:***

*Spoljni fiksator po Mitkoviću za postepenu korekciju angularnih deformiteta na gornjim ekstremitetima koristi šanc klinove prečnika 4 mm. U zavisnosti od potreba na raspolaganju su dužine od 60 do 130 mm, a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.*



ORTOKON d.o.o. Niš  
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86  
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs  
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-12.0  
01.10.2015