

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I
SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM


SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA PRODUŽENJE DONJIH EKSTREMITETE

Kataloški broj
1008.02.000.000



Konfiguracija komponenti
na početku produženja

Konfiguracija komponenti
na kraju produženja



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

- produženje tibije ili femura,
- nesrasli, loše srasli prelomi pseudoartroze,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne rekonstruktivne procedure na tibiji ili femuru.

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za produženje donjih ekstremiteta koristi šanc klinove prečnika 6 mm. U zavisnosti od potreba na raspolaganju su dužine od 110 do 300 mm, a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-13.0
01.10.2015