



SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I
SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA FIKSACIJU KARLICE

Kataloški broj
1017.02.000.000



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije:

- otvoreni i zatvoreni prelomi karlice i sakruma,
- dijastaza simfize kao i luksacije i subluksacije sakroilijačnih zglobova,
- politraumatizovani pacijent sa povredom karlice.

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju karlice koristi šanc klinove prečnika 6 mm. U zavisnosti od potreba na raspolaganju su dužine od 110 do 300 mm a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-04.0
01.10.2015