

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I SPOJNICAMA SA KLIK MECHANIZMOM


SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA FIKSACIJU PODLAKTICE

Kataloški broj
1004.02.000.000



Metafizarni ili dijafizarni
prelom radijusa

Dijafizarni prelom ulne



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije - hiruško lečenje:

- otvoreni i zatvoreni prelomi distalnog radijusa,
- metafiza i dijafiza radijusa,
- proksimalne i distalne ulne kao i dijafize ulne,
- nesrasli, loše srasli prelomi i pseudoartroze,
- prelomi udruženi sa teškim opekotinama,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne plastične i rekonstruktivne procedure.

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju podlaktice koristi šanc klinove prečnika 4 mm. U upotrebi su najčešće dužine od 70 i 80 mm. Na raspolaganju su i druge dužine (60-130 mm) a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-05.0
01.10.2015