

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I
SPOJNICAMA SA KLIK MECHANIZMOM


SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA FIKSACIJU RUČNOG ZGLOBA

SA DUŽOM NOSEĆOM ŠIPKOM


SA ŠIPKOM ZA PREMOŠĆENJE

Kataloški broj
1006.02.000.000


Kataloški broj
1016.02.000.000



Fiksacija ručnog zgloba
sa premošćavajućim ramom
„BRIDGING FRAME”



Fiksacija ručnog zgloba sa premošćavajućim ramom
koji se može posle 1-3 nedelje delimično demontirati
dozvoljavajući tako sve pokrete u ručnom zglobu



Klik spojnica (klema)

Najčešće indikacije - hiruško lečenje:

- Otvoreni i zatvoreni prelomi distalnog radijusa i druga iščašenja i prelomi u predelu karpusa kod kojih je potrebna imobilizacija sa ili bez blage distrakcije.

NAPOMENA:

Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju ručnog zgloba koristi šanc klinove prečnika 4 mm. U upotrebi su najčešće dužine od 60, 70 i 80 mm. Na raspolaganju su i druge dužine (60-130 mm) a mogu se izraditi i po posebnom zahtevu.



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-06.0
01.10.2015