

# SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I  
SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM

## SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA FIKSACIJU PODLAKTICE / RUČNOG ZGLOBA SA NOSEĆOM ŠIPKOM U DVE DUŽINE

Kataloški broj  
1020.02.000.000



Fiksacija radijusa i ulne sa primenom kraće noseće šipke i premošćavanje  
ručnog zgloba sa dužom nosećom šipkom



Klik spojnica (klema)

### *Najčešće indikacije - hiruško lečenje:*

- Otvoreni i zatvoreni prelomi distalnog radijusa, metafiza i dijafiza radijusa, proksimalne i distalne ulne kao i dijafize ulne i druga isčašenja i prelomi u predelu karpusa kod kojih je potrebna imobilizacija sa ili bez blage distrakcije.

### **NAPOMENA:**

*Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju podlaktice / ručnog zgloba sa nosećom šipkom u dve dužine gde se kraća šipka koristi u slučaju preloma blizu zgloba, pa nije neophodno premestiti zglob, jer dva klina idu blizu zgloba, a dva kroz dijafizu. Koristi šanc klinove prečnika 4 mm. U upotrebi su najčešće dužine od 70 i 80 mm. Na raspolaganju su i druge dužine (60-130 mm) a mogu se izraditi i po posebnoj zahtevu.*



ORTOKON d.o.o. Niš  
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86  
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs  
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-21.0  
29.03.2018